



Sinuscopy & Rhinoscopy Instrumentation




Standardgriff
Standard Handle



Mediumgriff
Medium Handle

- **leichter und schlanker**
light and slim



Griff mit Spülanschluss
Handle with cleaning port



- **einfach zerlegbar**
easy to dismount
- **optimale Reinigungsmöglichkeit**
optimal cleaning
- **hohe Patientensicherheit**
high patient safety



Blakesley

Arbeitslänge, working length 120 mm

Mauillänge jaw	gerade straight	45° aufgebogen 45° up-turned	90° aufgebogen 90° up-turned
2,5 mm	12-0025	12-4525	12-9025
3,0 mm	12-0000	12-4501	12-9001
3,5 mm	12-0001	12-4502	12-9002
4,0 mm	12-0002	12-4503	12-9003
5,0 mm	12-0003	12-4504	12-9004

Blakesley mit Absaugung auf Anfrage
Blakesley with suction channel on demand

Nasenzangen durchschneidend
Nasal Forceps throughcutting



Weil-Blakesley

Arbeitslänge, working length 120 mm

Maullänge
jaw

gerade
straight

45° aufgebogen
45° up-turned

2,5 mm

12-2500

12-2545

3,5 mm

12-3500

12-3545

4,0 mm

12-4000

12-4045



Takahashi

Arbeitslänge, working length 120 mm

Maullänge
jaw

gerade
straight

45° aufwärts
45° up-turned

2,0 mm

12-0028

12-4528

2,5 mm

12-0029

12-4529

3,0 mm

12-0038

12-4538

4,0 mm

12-0041

12-4541



Neue Sinuskopie Serie

- Gedrehter Schaft für maximale Stabilität

New Sinuscopy Line

- Twisted shaft for maximal stability



Watson Williams

Arbeitslänge, working length 140 mm
Medium Griff, Medium Handle

gerade
straight

12-0140

30° aufgebogen
30° curved up

12-3140



Watson Williams

Arbeitslänge, working length 120 mm

Maullänge
jaw

gerade
straight

5,0 mm

14-0003

Löffel oval
Oval cupped

7,0 mm

14-0004

Löffel oval
Oval cupped

7,0 mm

14-0005

gezahnt
serrated jaws

6,0 mm

14-0001

gerieft mit Bohrung
serrated jaw with hole





Grünwald

Arbeitslänge, working length 120 mm

Maullänge
jaw

gerade
straight

aufwärts
up-turned

3,0 mm

14-0006

-

3,5 mm

14-0007

14-0008

4,0 mm

-

14-0009



Nasenschere
Nasal Scissors

Arbeitslänge, working length 120 mm
Gezahnte Scherenblätter, Serrated blades

gerade
straight

rechts gebogen
right curved

links gebogen
left curved

10-0001

10-0002

10-0003



Nasenschere
Nasal Scissors

Rohrschaft, Tubular shaft, Arbeitslänge, working length 130 mm,
gezahnte Scherenblätter, serrated blades

gerade
straight

rechts gebogen
right curved

links gebogen
left curved

10-0004

10-0005

10-0006



Löffelzange
Biopsy Forceps

vertikal
vertical

ovale doppelbewegliche Maulteile
oval cupped jaws double action

Maullänge 2,0 mm
jaw 2,0 mm

Maullänge 3,0 mm
jaw 3,0 mm

Maullänge 4,0 mm
jaw 4,0 mm

gerade
straight

11-0002

11-0003

11-0038

45° aufgebogen
45° curved up

11-4502

11-4503

11-4538

55° aufgebogen
55° curved up

11-5502

11-5503

11-5538

70° aufgebogen
70° curved up

11-7002

11-7003

11-7038

90° aufgebogen
90° curved up

11-9002

11-9003

11-9038

110° aufgebogen
110° curved up

11-1002

11-1003

11-1038



Löffelzange
Biopsy Forceps

horizontal
horizontal

ovale doppelbewegliche Maulteile
oval cupped jaws double action

Maullänge 2,0 mm
jaw 2,0 mm

Maullänge 3,0 mm
jaw 3,0 mm

Maullänge 4,0 mm
jaw 4,0 mm

gerade
straight

11-0027

11-0004

11-0039

45° aufgebogen
45° curved up

11-4527

11-4504

11-4539

55° aufgebogen
55° curved up

11-5527

11-5504

11-5539

70° aufgebogen
70° curved up

11-7027

11-7004

11-7039

90° aufgebogen
90° curved up

11-9027

11-9004

11-9039

110° aufgebogen
110° curved up

11-1027

11-1004

11-1039



90° aufgebogen
90° up-turned

14-9000

nach unten
curved down

14-9001


rechts gebogen
right curved

14-9002

links gebogen
left curved

14-9003

Auch als 360° drehbar erhältlich (Art-Nr. + „R“)
Also available rotating 360° (Art-No. + “R”)



Struycken

Arbeitslänge, working length 130 mm

1,0 x 12 mm

13-1012

1,5 x 12 mm

13-1512



Struycken

Schiebeschacht Arbeitslänge, 120 mm
sliding sheath working length

1,0 x 12 mm

13-1012S



Nasenstanze
Nasal Punch

Arbeitslänge, working length **130 mm**

Größe
size

gerade
straight

45° aufwärts
45° up-tuned

1 - 3,0 mm

13-0003

13-4503

2 - 4,0 mm

13-0004

13-4504



Antrumstanze
Antrum Punch

Arbeitslänge, working length **100 mm**

rotierend · rotating

13-0000R



gerade
straight

90° rechts
90° right

90° links
90° left

13-0000

13-0001

13-0002

Antrumstanze
Antrum Punch

Schiebeschacht Arbeitslänge **120 mm**
sliding sheath working length

gerade · straight

13-0000S



Blakesley

durchschneidend Arbeitslänge, 130 mm
throughcutting working length

Größe
size

gerade
straight

45° aufgebogen
45° up-turned

2,5 mm

11-0025

11-4530

3,5 mm

11-0035

11-4535

4,0 mm

11-0040

11-4540



Blakesley Rohrschaft Blakesley Tubular shaft

Arbeitslänge, working length 130 mm

Größe
size

gerade
straight

45° aufgebogen
45° up-turned

0 - 3,0 mm

11-0000

11-0045

1 - 3,5 mm

11-1000

11-1045

2 - 4,0 mm

11-2000

11-2045

3 - 5,0 mm

11-3000

-



Arbeitslänge, working length 130 mm



	gerade straight	Schaft 30° Sheath 30°	Schaft 60° Sheath 60°	Schaft 90° Sheath 90°
gerade straight	14-1500	14-1535	14-1560	14-1590
45° oben gebogen 45° curved up	14-4545	14-4530	14-4560	14-4590
rechts öffnend opening right		14-1531	14-1561	14-1591
links öffnend opening left		14-1532	14-1562	14-1592



Zange mit Doppellöffel birnenförmig, horizontal öffnend
Pear shaped, cupped jaw forceps, horizontal opening

Arbeitslänge, working length 130 mm

65° aufgebogen
 65° curved up

80° aufgebogen
 80° curved up

5,8 mm

11-5865

11-5880



Myles

gerade
 straight

3,0 mm

14-0010

3,5 mm

14-0011



Arbeitslänge, working length 180 mm

gerade
straight

65° aufgebogen
65° up-turned



3,5 mm	10-0035	10-6535
4,5 mm	10-0045	10-6545



Grünwald Henke

2,5 x 6,5 mm

3,0 x 7,5 mm



gerade
straight

14-2500

14-2700



45° aufwärts
45° up

14-2545

14-2745



gerade, gebogen
curved up

14-2501

14-2701



aufgebogen 45 °
curved up 45°

14-2541

14-2741



Neue Sinuskopie Serie

- **Gedrehter Schaft für maximale Stabilität**

New Sinuscopy Line

- **Twisted shaft for maximal stability**

Grünwaldstanze mini
Grünwald punch mini

gerade, Medium Griff
straight Medium Handle

14-1600



Neue Sinuskopie Serie

- **Gedrehter Schaft für maximale Stabilität**

New Sinuscopy Line

- **Twisted shaft for maximal stability**

45° aufwärts Medium Griff
45° curved up Medium Handle

14-1645





Nasenstanze
Nasal punch



links gebogen 14-2800
curved left



rechts gebogen 14-2801
curved right



90° rechts gebogen 14-2892
90° curved right



90° links gebogen 14-2893
90° curved left



Neue Sinuskopie Serie
• Gedrehter Schaft für maximale Stabilität

New Sinuscopy Line
• Twisted shaft for maximal stability



Backbiter Stanze Mediumgriff
Backbiter punch Medium Handle

Maullänge
jaw

gerade
straight

nach oben gebogen
curved up

1,5 mm

17-1513

17-1545

2,5 mm

17-2513

17-2545

3,0 mm

17-3013

17-3045



Hartmann Conchotom

gerade
straight

5,0 mm	14-00012
7,0 mm	14-00013
9,0 mm	14-00014

Auch mit Fangkorb lieferbar, also available with basket



Schmeden Conchotom

Schnitt
cut

triangular
triangular

5,0 mm	14-00017
7,0 mm	14-00018
9,0 mm	14-00019



- **Integrierter Absaugkanal**
Integrated suction channel



Antrum Saugstanze
Antrum suction punch

16-0001



- **Integrierter Absaugkanal**
Integrated suction channel



Retrograd Saugstanze
Retrograd suction punch

16-0002

5,0 mm



Hakenstanze mit Absaugung
Hook punch with suction

16-0003



Ostrum Stanze
Backbiter

oben gebogen
curved up

unten gebogen
curved down

groß, large

17-0001

17-0002

klein, small

17-0003

17-0004



Stanze Hajek Kofler
Hajek Kofler, Nasal cutting forceps

90° aufw. schneidend
90° cutting up

90° abw. schneidend
90° cutting down

3,5 x 3,5 mm

15-35901

15-35902



Ferris-Smith Kerrison

Arbeitslänge, working length 150 mm

	90° aufwärts 90° up	40° aufwärts 40° up	90° abwärts 90° down	40° abwärts 40° down
1,0 mm	15-190151	15-140151	15-190152	15-140152
2,0 mm	15-290151	15-240151	15-290152	15-240152
3,0 mm	15-390151	15-340151	15-390152	15-340152
4,0 mm	15-490151	15-440151	15-490152	15-440152
5,0 mm	15-590151	15-540151	15-590152	15-540152

Ferris-Smith Kerrison

Arbeitslänge, working length 180 mm

	90° aufwärts 90° up	40° aufwärts 40° up	90° abwärts 90° down	40° abwärts 40° down
1,0 mm	15-190181	15-140181	15-190182	15-140182
2,0 mm	15-290181	15-240181	15-290182	15-240182
3,0 mm	15-390181	15-340181	15-390182	15-340182
4,0 mm	15-490181	15-440181	15-490182	15-440182
5,0 mm	15-590181	15-540181	15-590182	15-540182



Nasentamponzange Hartmann
Nasal Tampon Forceps Hartmann

160 mm

09-0116

Nasentamponzange Hartmann
Nasal Tampon Forceps Hartmann

200 mm


09-0120



Nasenzange Noyes Hartmann
Nasal Forceps Hartmann Noyes

145 mm

09-0115



Nasentamponzange Westmacott
Nasal Tampon Forceps Westmacott

200 mm

09-0121



Nasentamponzange Kilian
Nasal Tampon Forceps Kilian

170 mm

09-0117



Nasentamponzange Heymann-Knight
Nasal Tampon Forceps Heymann-Knight

180 mm

09-0118



Nasentamponzange Tilley
Nasal Tampon Forceps Tilley

09-0114



Brünings Septumzange
Brünings Nasal Forceps

	Größe 1 size 1	Größe 2 size 2	Größe 3 size 3	Größe 4 size 4
190 mm	09-0119	09-0219	09-0319	09-0419



Clipanlegezange
Clip Applier Forceps

	gerade straight	aufgebogen curved up
120 mm	12-1012	12-4512
180 mm	12-1018	12-4518

Sichelmesser
Sickle Knife



spitz
pointed **10.110**



stumpf
blunt **10.111**

Antrum Kürette
Antrum Curette

oval
oval **30° aufwärts**
30° up



3,0 mm
3,0 mm **10.112**



7,0 mm
7,0 mm **10.113**

Antrum Löffel (Kuhn Bolger)
Antrum Spoon (Kuhn Bolger)



55° aufwärts
55° up **10.114**



90° aufwärts
90° up **10.115**



Coakley Antrum Kürette klein, vorw. schneidend
Coakley Antrum Curette, small, cutting forward

10.116



Ostium Sonde 1,2 Ø 2 mm 190 mm
Ostium Seeker, double ended

190 mm

10.117



Cottle Doppel Elevatorium
Cottle Elevator, double ended

210 mm

10.118



Freer Doppel Elevatorium
Freer Elevator, double ended

200 mm

10.119



Corney

190 mm

18-0419



Frazier

8 FR

18-2712

10 FR

18-3312

12 FR

18-4012

