





Arthroscopy Instrumentation



All instruments are available with cleaning port, spring or ratchet.




All Instruments with integrated Overload Protection

Instruments certified
according to:
ISO 13485:2003



Advantage of the new series:

- New precision guidance for high cutting power with light pressure
- optimal precise cutting at high load capacity



Art.

Ø 3,2 mm



Breitmaulstanze
Wide jaw Punch

gerade
straight

100-32-001

Breitmaulstanze
Wide jaw Punch

gerade, 15 ° aufwärts gefräst
straight, 15° up milled

100-32-002

Breitmaulstanze
Wide jaw Punch

Schaft aufgebogen
Sheath upswept

100-32-003

Breitmaulstanze
Wide jaw Punch

aufgebogen rechts
upbiter right

100-32-004

Breitmaulstanze
Wide jaw Punch

aufgebogen links
upbiter left

100-32-005

Ø 3,4 mm



Fasszange, Löffel gezahnt
Grasping Forceps cupped

gerade
straight

100-35-001

Ø 3,0 mm



Fasszange Alligator
Alligator Forceps

gerade
straight

100-35-002



Art.

Ø 1,7 mm

Ø 2,0 mm



Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with scoop

gerade
straight

100-16-001

100-20-001

Ø 1,6 mm

Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with scoop

Schaft aufgebogen
Sheath upswept

100-16-002

Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with scoop

gerade, 15 ° aufwärts gefräst
straight, 15° up milled

100-16-003

Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with scoop

rechts gebogen
curved right

100-16-004

Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with scoop

links gebogen
curved left

100-16-005



Stanze Retrograd
Retrograd Punch


rechts schneidend
right cutting

100-24-001

Stanze Retrograd
Retrograd Punch

links schneidend
left cutting

100-24-002



Art.

Ø 1,4 mm



Scherenstanze
Scissor Punch

gerade
straight

100-14-001

Scherenstanze
Scissor Punch

aufgebogen
upbiter

100-14-002

Scherenstanze
Scissor Punch

rechts gebogen
right curved

100-14-003

Scherenstanze
Scissor Punch

links gebogen
left curved

100-14-004

Ø 4,4 mm



Stanze Oval
Punch oval

gerade
straight

100-44-001

Stanze Oval
Punch oval

aufgebogen
upbiter

100-44-002

Stanze Oval
Punch oval

rechts gebogen
right curved

100-44-003

Stanze Oval
Punch oval


links gebogen
left curved

100-44-004



Art.		Ø 1,6 mm
Hakenstanze stumpf Hook Punch blunt	gerade straight	100-16-006
Hakenstanze stumpf Hook Punch blunt	Schaft aufgebogen Sheath upswept	100-16-007
Hakenstanze stumpf Hook Punch blunt	gerade, 15 ° aufwärts gefräst straight, 15° up milled	100-16-008
Hakenstanze stumpf Hook Punch blunt	rechts gebogen curved right	100-16-009
Hakenstanze stumpf Hook Punch blunt	links gebogen curved left	100-16-010



Art.			Ø 2,7 mm	Ø 3,5 mm
Hakenscheren Hook Scissors	gerade straight		100-250-270	100-250-350
Hakenscheren Hook Scissors	30° rechts 30° curved right		100-251-270	100-251-350
Hakenscheren Hook Scissors	30° links 30° curved left		100-253-270	100-253-350
Hakenscheren Hook Scissors	45° rechts 45° curved right		100-255-270	100-255-350
Hakenscheren Hook Scissors	45° links 45° curved left		100-257-270	100-257-350
Hakenscheren Hook Scissors	7° aufwärts 7° curved up		100-259-270	100-259-350
Hakenscheren Hook Scissors	7° abwärts 7° curved down		100-261-270	100-261-350
Hakenscheren Hook Scissors	15° aufwärts 15° curved up		100-263-270	100-263-350
Hakenscheren Hook Scissors	15° abwärts 15° curved down		100-265-270	100-265-350




Art.

Ø 2,7 mm

Ø 3,5 mm


Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with Scoop
5,0 x 1,6 mm

gerade
straight

100-290-270 100-290-350
Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with Scoop
5,0 x 1,6 mm

30° rechts
30° curved right

100-291-270 100-291-350
Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with Scoop
5,0 x 1,6 mm

30° links
30° curved left

100-293-270 100-293-350
Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with Scoop
5,0 x 1,6 mm

45° rechts
45° curved right

100-295-270 100-295-350
Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with Scoop
5,0 x 1,6 mm

45° links
45° curved left

100-297-270 100-297-350
Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with Scoop
5,0 x 1,6 mm

7° aufwärts
7° curved up

100-299-270 100-299-350
Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with Scoop
5,0 x 1,6 mm

7° abwärts
7° curved down

100-301-270 100-301-350
Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with Scoop
5,0 x 1,6 mm

15° aufwärts
15° curved up

100-303-270 100-303-350
Hakenstanze mit Schaufel
Hook Punch with Scoop
5,0 x 1,6 mm

15° abwärts
15° curved down

100-305-270 100-305-350



Art.

Ø 2,7 mm Ø 3,5 mm


Hakenstanze abgesetzt
Hook Punch set down
5,0 x 1,6 mm

gerade
straight

100-350-270 100-350-350
Hakenstanze abgesetzt
Hook Punch set down
5,0 x 1,6 mm

30° rechts
30° curved right

100-351-270 100-351-350
Hakenstanze abgesetzt
Hook Punch set down
5,0 x 1,6 mm

30° links
30° curved left

100-353-270 100-353-350
Hakenstanze abgesetzt
Hook Punch set down
5,0 x 1,6 mm

45° rechts
45° curved right

100-355-270 100-355-350
Hakenstanze abgesetzt
Hook Punch set down
5,0 x 1,6 mm

45° links
45° curved left

100-357-270 100-357-350
Hakenstanze abgesetzt
Hook Punch set down
5,0 x 1,6 mm

7° aufwärts
7° curved up

100-359-270 100-359-350
Hakenstanze abgesetzt
Hook Punch set down
5,0 x 1,6 mm

7° abwärts
7° curved down

100-361-270 100-361-350
Hakenstanze abgesetzt
Hook Punch set down
5,0 x 1,6 mm

15° aufwärts
15° curved up

100-363-270 100-363-350
Hakenstanze abgesetzt
Hook Punch set down
5,0 x 1,6 mm

15° abwärts
15° curved down

100-365-270 100-365-350



Art.

Ø 3,5 mm


Hakenstanze Schnitt eckig
Hook Punch cut angular
5,0 x 1,6 mm

gerade
straight


100-370-350

Hakenstanze Schnitt eckig
Hook Punch cut angular
5,0 x 1,6 mm

30° rechts
30° curved right


100-371-350

Hakenstanze Schnitt eckig
Hook Punch cut angular
5,0 x 1,6 mm

30° links
30° curved left


100-373-350

Hakenstanze Schnitt eckig
Hook Punch cut angular
5,0 x 1,6 mm

45° rechts
45° curved right


100-375-350

Hakenstanze Schnitt eckig
Hook Punch cut angular
5,0 x 1,6 mm

45° links
45° curved left


100-377-350

Hakenstanze Schnitt eckig
Hook Punch cut angular
5,0 x 1,6 mm

7° aufwärts
7° curved up


100-379-350

Hakenstanze Schnitt eckig
Hook Punch cut angular
5,0 x 1,6 mm

7° abwärts
7° curved down


100-381-350

Hakenstanze Schnitt eckig
Hook Punch cut angular
5,0 x 1,6 mm

15° aufwärts
15° curved up


100-383-350

Hakenstanze Schnitt eckig
Hook Punch cut angular
5,0 x 1,6 mm

15° abwärts
15° curved down




100-385-350



Art.

Ø 3,5 mm



15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 1,6 mm	gerade straight		100-390-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 1,6 mm	30° rechts 30° curved right		100-391-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 1,6 mm	30° links 30° curved left		100-393-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 1,6 mm	45° rechts 45° curved right		100-395-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 1,6 mm	45° links 45° curved left		100-397-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 1,6 mm	7° aufwärts 7° curved up		100-399-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 1,6 mm	7° abwärts 7° curved down		100-401-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 1,6 mm	15° aufwärts 15° curved up		100-403-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 1,6 mm	15° abwärts 15° curved down		100-405-350




Art.

Ø 3,5 mm



Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large 5,0 x 4,5 mm	gerade straight		100-490-350
Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large 5,0 x 4,5 mm	30° rechts 30° curved right		100-491-350
Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large 5,0 x 4,5 mm	30° links 30° curved left		100-493-350
Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large 5,0 x 4,5 mm	45° rechts 45° curved right		100-495-350
Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large 5,0 x 4,5 mm	45° links 45° curved left		100-497-350
Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large 5,0 x 4,5 mm	7° aufwärts 7° curved up		100-499-350
Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large 5,0 x 4,5 mm	7° abwärts 7° curved down		100-501-350
Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large 5,0 x 4,5 mm	15° aufwärts 15° curved up		100-503-350
Breitmaulstanze groß Wide Jaw Punch large 5,0 x 4,5 mm	15° abwärts 15° curved down		100-505-350


Art.
Ø 3,5 mm


Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium 5,0 x 3,5 mm	gerade straight		100-560-350
Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium 5,0 x 3,5 mm	30° rechts 30° curved right		100-561-350
Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium 5,0 x 3,5 mm	30° links 30° curved left		100-563-350
Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium 5,0 x 3,5 mm	45° rechts 45° curved right		100-565-350
Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium 5,0 x 3,5 mm	45° links 45° curved left		100-567-350
Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium 5,0 x 3,5 mm	7° aufwärts 7° curved up		100-569-350
Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium 5,0 x 3,5 mm	7° abwärts 7° curved down		100-571-350
Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium 5,0 x 3,5 mm	15° aufwärts 15° curved up		100-573-350
Breitmaulstanze mittel Wide Jaw Punch medium 5,0 x 3,5 mm	15° abwärts 15° curved down		100-575-350



Art.

Ø 3,5 mm





Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small 6,0 x 2,5 mm	gerade straight		100-630-350
Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small 6,0 x 2,5 mm	30° rechts 30° curved right		100-631-350
Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small 6,0 x 2,5 mm	30° links 30° curved left		100-633-350
Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small 6,0 x 2,5 mm	45° rechts 45° curved right		100-635-350
Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small 6,0 x 2,5 mm	45° links 45° curved left		100-637-350
Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small 6,0 x 2,5 mm	7° aufwärts 7° curved up		100-639-350
Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small 6,0 x 2,5 mm	7° abwärts 7° curved down		100-641-350
Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small 6,0 x 2,5 mm	15° aufwärts 15° curved up		100-643-350
Breitmaulstanze klein Wide Jaw Punch small 6,0 x 2,5 mm	15° abwärts 15° curved down		100-645-350



Art.

Ø 3,5 mm



15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 4,5 mm	gerade straight		100-530-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 4,5 mm	30° rechts 30° curved right		100-531-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 4,5 mm	30° links 30° curved left		100-533-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 4,5 mm	45° rechts 45° curved right		100-535-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 4,5 mm	45° links 45° curved left		100-537-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 4,5 mm	7° aufwärts 7° curved up		100-539-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 4,5 mm	7° abwärts 7° curved down		100-541-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 4,5 mm	15° aufwärts 15° curved up		100-543-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 4,5 mm	15° abwärts 15° curved down		100-545-350

Breitmaulstanze mittel, 15° aufwärts gefräst
Wide Jaw Punch medium, 15° up milled

 **surgical**holdings



Art.

Ø 3,5 mm



15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 3,5 mm	gerade straight		100-600-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 3,5 mm	30° rechts 30° curved right		100-601-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 3,5 mm	30° links 30° curved left		100-603-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 3,5 mm	45° rechts 45° curved right		100-605-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 3,5 mm	45° links 45° curved left		100-607-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 3,5 mm	7° aufwärts 7° curved up		100-609-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 3,5 mm	7° abwärts 7° curved down		100-611-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 3,5 mm	15° aufwärts 15° curved up		100-613-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 3,5 mm	15° abwärts 15° curved down		100-615-350



Art.

Ø 3,5 mm



15° aufwärts gefräst 15° up milled 6,0 x 2,5 mm	gerade straight		100-680-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 6,0 x 2,5 mm	30° rechts 30° curved right		100-681-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 6,0 x 2,5 mm	30° links 30° curved left		100-683-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 6,0 x 2,5 mm	45° rechts 45° curved right		100-685-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 6,0 x 2,5 mm	45° links 45° curved left		100-687-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 6,0 x 2,5 mm	7° aufwärts 7° curved up		100-689-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 6,0 x 2,5 mm	7° abwärts 7° curved down		100-691-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 6,0 x 2,5 mm	15° aufwärts 15° curved up		100-693-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 6,0 x 2,5 mm	15° abwärts 15° curved down		100-695-350
45° aufwärts gefräst 45° up milled 6,0 x 2,0 mm	gerade straight		100-698-350





Art.

Ø 3,5 mm


45° Scherenstanze
45° Hook scissor

rechts abgewinkelt
right angled

100-270-350

45° Scherenstanze
45° Hook scissor

links abgewinkelt
left angled

100-280-350

45° Stanze mit Schaufel
45° Punch with Scoop
4,5 x 1,6 mm

rechts abgewinkelt
right angled

100-420-350

45° Stanze mit Schaufel
45° Punch with Scoop
4,5 x 1,6 mm

links abgewinkelt
left angled

100-440-350

45° Stanze stumpf
45° Punch blunt
4,5 x 1,6 mm

rechts abgewinkelt
right angled

100-410-350

45° Stanze stumpf
45° Punch blunt
4,5 x 1,6 mm

links abgewinkelt
left angled

100-430-350



Art.

Ø 3,5 mm



90° Stanze mit Schaufel
90° Punch with Scoop
4,5 x 1,6 mm

klein
small

rechts abgewinkelt
right angled

100-450-350



90° Stanze mit Schaufel
90° Punch with Scoop
4,5 x 1,6 mm

klein
small

links abgewinkelt
left angled

100-470-350



90° Stanze stumpf
90° Punch blunt
4,5 x 1,6 mm

klein
small

rechts abgewinkelt
right angled

100-460-350



90° Stanze stumpf
90° Punch blunt
4,5 x 1,6 mm

klein
small

links abgewinkelt
left angled

100-480-350



90° Breitmaulstanze
90° Wide Jaw Punch
7,0 x 1,8 mm

mittel
medium

rechts abgewinkelt
right angled

100-760-350



90° Breitmaulstanze
90° Wide Jaw Punch
7,0 x 1,8 mm

mittel
medium

links abgewinkelt
left angled

100-770-350



90° Breitmaulstanze
90° Wide Jaw Punch
7,0 x 3,0 mm

groß
large

rechts abgewinkelt
right angled

100-740-350



90° Breitmaulstanze
90° Wide Jaw Punch
7,0 x 3,0 mm

groß
large

links abgewinkelt
left angled



100-750-350



Art.

Ø 3,5 mm





Scherenstanze Scissor Punch 5,0 x 0,8 mm	gerade straight		100-700-350
Scherenstanze Scissor Punch 5,0 x 0,8 mm	30° rechts 30° curved right		100-701-350
Scherenstanze Scissor Punch 5,0 x 0,8 mm	30° links 30° curved left		100-703-350
Scherenstanze Scissor Punch 5,0 x 0,8 mm	45° rechts 45° curved right		100-705-350
Scherenstanze Scissor Punch 5,0 x 0,8 mm	45° links 45° curved left		100-707-350
Scherenstanze Scissor Punch 5,0 x 0,8 mm	7° aufwärts 7° curved up		100-709-350
Scherenstanze Scissor Punch 5,0 x 0,8 mm	7° abwärts 7° curved down		100-711-350
Scherenstanze Scissor Punch 5,0 x 0,8 mm	15° aufwärts 15° curved up		100-713-350
Scherenstanze Scissor Punch 5,0 x 0,8 mm	15° abwärts 15° curved down		100-715-350



Art.

Ø 3,5 mm



15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 0,8 mm	gerade straight		100-720-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 0,8 mm	30° rechts 30° curved right		100-721-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 0,8 mm	30° links 30° curved left		100-723-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 0,8 mm	45° rechts 45° curved right		100-725-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 0,8 mm	45° links 45° curved left		100-727-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 0,8 mm	7° aufwärts 7° curved up		100-729-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 0,8 mm	7° abwärts 7° curved down		100-731-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 0,8 mm	15° aufwärts 15° curved up		100-733-350
15° aufwärts gefräst 15° up milled 5,0 x 0,8 mm	15° abwärts 15° curved down		100-735-350



Art.

Ø 3,5 mm



Schnitt links
Cut left
4,0 x 2,5 mm

gerade
straight



100-780-350



Schnitt rechts
Cut right
4,0 x 2,5 mm

gerade
straight



100-790-350



	Art.	Ø 2,7 mm	Ø 3,5 mm
	Fasszange Grasping Forceps	100-800-270	100-800-350
	Fasszange 1 x 2 Zähne, fein Grasping Forceps, 1 x 2 Teeth, fine		100-820-350
	Fasszange 1 x 2 Zähne, grob Grasping Forceps, 1 x 2 Teeth, crass		100-840-350
	Fass- und Biopsiezange Grasping and Biopsy Forceps		100-860-350
	Biopsie-Löffel-Zange Biopsy Spoon Forceps		100-880-350
	Bulldog-Fasszange, 1 x 2 Zähne, grob Bulldog Grasping Forceps, 1 x 2 Teeth, crass		100-845-350

4,5 mm



Art.

Ø 2,7 mm Ø 3,5 mm



Fasszange
Grasping Forceps

105-800-270 105-800-350



Fasszange 1 x 2 Zähne, fein
Grasping Forceps, 1 x 2 Teeth, fine

105-820-350



Fasszange 1 x 2 Zähne, grob
Grasping Forceps, 1 x 2 Teeth, crass

105-840-350



Fass- und Biopsiezange
Grasping and Biopsy Forceps

105-860-350



Biopsie-Löffel-Zange
Biopsy Spoon Forceps

105-880-350



Bulldog-Fasszange, 1 x 2 Zähne, grob
Bulldog Grasping Forceps, 1 x 2 Teeth, crass

4,5 mm

105-845-350



170-001-00

**Mini-Fasszange 1x2 Zähne
mit Sperre | Arbeitslänge 130 mm
mit ergonomischem Griff, zerlegbar**

Mini Grasping Forceps 1x2 teeth
with ratchet | Working length 130 mm
with ergonomic handle, dismountable



190-001-00

**Meniskus-Fasszange kräftig
Maullänge 4,5 mm x 15 mm
Arbeitslänge 120 mm | zerlegbar**

Meniscus grasping forceps, strong
Jaw 4,5 mm x 15 mm
Working length: 120 mm
dismountable





180-001-00

**Sehnenfasszange mit ergonomischem Griff
gerade | mit Sperre | gesamt Länge 190 mm**

Tendon Grasping Forceps with ergonomic handle
straight | with ratchet | overall length 190 mm



180-002-00

**Sehnenfasszange
rechts | mit Sperre**

Tendon Grasping Forceps
right | with ratchet



180-003-00

**Sehnenfasszange
links | mit Sperre**

Tendon Grasping Forceps
left | with ratchet



180-001-01

**Carroll Sehnenfaßzange
Carroll Tendon Grasping Forceps**



Art.



Fadenfasszange, gerade
Suture Grasping Forceps, straight

100-890-350



Arthro-Stecker 45° scharf, aufwärts gefräst
Suture Grasping Forceps 45° sharp up milled

100-893-350



Arthro-Stecker 10° scharf, aufwärts gefräst
Suture Grasping Forceps 10° sharp up milled

100-895-350



Arthro-Stecker scharf, gerade
Suture Pierce sharp, straight

100-900-350



Fadenzange
Pointed Suture Forceps

100-901-350

Schaft ø 4,5 mm, NL 130 mm
Sheath ø 4,5 mm, WL 130 mm



199-001-00

Stanze aufwärtsschneidend
Punch up cutting



199-002-00

Hakenstanze
Hookpunch



10.001

Griff allein, 125 mm
Handle only, 125 mm



10.002

Griff allein, 125 mm
Handle only, 125 mm



10.010

Sonde graduert, 3,5 mm
Probe graduated, 3,5 mm



10.011

Skalpellmesser
Scalpel knife



10.012

Bananamesser glatt
Banana knife smooth



10.013

Bananamesser gezahnt
Banana knife toothed



10.014

Meniskotome, 5 mm gerade Schneide
Meniscotome, 5 mm straight edge



10.015

Meniskotome, 7 mm gerade Schneide
Meniscotome, 7 mm straight edge



10.016

Hakenmesser 90°
Hook knife 90°



10.018

Ring-Kürette, 3 mm
Ring-curette, 3 mm



10.020

Messer, gezahnt, gerade
Knife, toothed, straight



10.023R

Messer, gezahnt, gebogen 30°
Knife, toothed, curved 30°



10.025

Löffel 3 mm gebogen 30°
Spoon 3 mm curved 30°



10.017

Messer 45°
Knife 45°



10.019

Bajonetmesser
Bajonet knife



10.021

Sichelmesser
Sickle knife



10.024L

Messer, gezahnt, gebogen 30°
Knife, toothed, curved 30°



10.026

Hakensonde spitz
Hook probe pointed